

TELEMETRIJSKI CTG SUSTAV, EDAN

model FTS-3

- osjetljive FHR sonde s 12 kristala
- bazna stanica s punjivom baterijom
- dvobojni OLED ekran
- automatska identifikacija sonde
- vodootporne i bežične sonde
- dugotrajne baterije sonde
- bazna stanica s ugrađenom antenom
- kompatibilnost s EDAN F6, F9 i F9 Express CTG uređajima
- standardna konfiguracija: FHR, TOCO, AFM
- opcionalna konfiguracija: FHR za blizance



91627

93014- model za blizance



Prijedlog ugradnje sustava FTS-3

CENTRALNA MONITORSKA STANICA, EDAN

model MFM-CNS

- simultani prikaz do 6 valnih oblika svakog fetalnog monitora
- pregled događaja, CTG valnih oblika, trendova i NIBP vrijednosti
- virtualno neograničen prostor za spremanje podataka
- mogućnost podešavanja postavki za više korisnika
- podešivi audiovizualni alarmi
- maksimalni prikaz podataka sa 128 fetalna monitora
- do 200 grupa NIBP podataka
- izvoz izvještaja u PDF, JPG ili TIF formatu
- HL 7 kompatibilnost
- web preglednik za monitoring s udaljene lokacije
- ugrađena funkcija za NICHD i antepartalnu CTG analizu
- žično i bežično rješenje



92081 žično i 92095 bežično rješenje

MFM-CNS
Central Nursing System

